



Σετ διαχωρισμού ασβεστίου

Αρ. προϊόντος:

LCW903

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Για την απομάκρυνση των παρεμποδίσεων των ιόντων ασβεστίου ή/και μαγνησίου (έως 5000 mg/l) πριν από τον προσδιορισμό του καδμίου με τεστ σε φιαλίδια.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :

24

Όνομα μεθόδου :

Molecular sieve and filtration

Παράμετρος :

Για προσδιορισμό του καδμίου

Συνθήκες Αποθήκευσης:

15 - 25 °C