



Φακελάκια με σκόνη ρυθμιστικού διαλύματος, pH 7,00 με χρωματική κωδικοποίηση κίτρινου χρώματος, συσκ. των 250

Αρ. προϊόντος:

2227064

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Πρότυπα ρυθμιστικά διαλύματα pH για αναλύσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο

Φακελάκια με σκόνη ρυθμιστικού διαλύματος pH για βαθμονόμηση ηλεκτροδίων pH. Με κάθε φακελάκι με σκόνη παρασκευάζονται 50 mL φρέσκου ρυθμιστικού διαλύματος. Με χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση (κίτρινο). Το pH είναι $7,00 \pm 0,02$ στους 25°C . Συσκευασία από 250 φακελάκια με σκόνη

Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιμα κατά NIST

Στο εργαστήριο ή στο πεδίο, είναι σημαντικό να λαμβάνετε πάντα αποτελέσματα μετρήσεων που να μπορείτε να εμπιστευτείτε. Η ποιότητα των πρότυπων ρυθμιστικών διαλυμάτων pH που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά σημαντική.

Σχεδίαση για χρήση με μια σειρά μετρητών Hach και λουπούς μετρητές.

Η βάση για ακριβείς μετρήσεις pH είναι η κατάλληλη προσοχή και η βαθμονόμηση του ηλεκτροδίου pH.

Αξιοπίστη συσκευασία

Παρέχεται σε αεροστεγή συσκευασία, διασφαλίζοντας την εγγυημένη διάρκεια ζωής.

Προδιαγραφές

Package settings:	Φακελάκια με σκόνη
Ειδικές σημειώσεις :	Απορρίψτε το παρασκευασμένο διάλυμα μετά τη χρήση
Ιχνηλάσιμο κατά NIST:	Ναι
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	250 τμχ.
Παράμετρος :	pH
Περιγραφή :	Αντιδραστήριο βαθμονόμησης ρυθμιστικού διαλύματος pH
Συνθήκες Αποθήκευσης:	$10 - 25^{\circ}\text{C}$ (πρέπει να προστατεύεται από το φως)
Τιμή (εξ) pH:	$7,00 \pm 0,02$ pH στους 25°C
Χρωματικοί κωδικοί:	Ναι