



Ρυθμιστικό διάλυμα pH μίας χρήσης Singlet, pH 4,01, συσκ. των 20

Αρ. προϊόντος:

2770020

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Πακέτα διαλυμάτων Singlet

Πρότυπο ρυθμιστικό διάλυμα pH για βαθμονόμηση ηλεκτροδίων pH. Σφραγισμένα αλουμινένια φακελάκια ρυθμιστικών διαλυμάτων pH. Το pH είναι $\pm 0,02$ στους 25°C. Συσκευασία των 20 με pH 4,01, 20 mL έκαστη

Ιδανικό για επιτόπου αναλύσεις

Τα σφραγισμένα φακελάκια μεταφέρονται εύκολα - δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος διαρροής.

Εύχρηστο

Απλώς ανοίξετε το φακελάκι και εισαγάγετε το ηλεκτρόδιο.

Φρέσκο και αξιόπιστο

Τα αλουμινένια φακελάκια αποτρέπουν τη μόλυνση και την έκθεση στον αέρα.

Σχεδίαση για χρήση με μια σειρά μετρητών Hach και λουπούς μετρητές.

Η βάση για ακριβείς μετρήσεις pH είναι η κατάλληλη προσοχή και η βαθμονόμηση του ηλεκτροδίου pH.

Προδιαγραφές

Package settings:	Singlet
Ειδικές σημειώσεις :	Απορρίψτε το διάλυμα μετά τη χρήση
Ιχνηλάσιμο κατά NIST:	Ναι
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	20 τμχ.
Περιγραφή :	Αντιδραστήριο βαθμονόμησης ρυθμιστικού διαλύματος pH
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 - 25°C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)
Τιμή (εξ) pH:	4,01 $\pm 0,02$ pH στους 25°C
Χρωματικοί κωδικοί:	Ναι