



Δοκιμαστικές ταινίες χλωριδίων QuanTab, εύρος μέτρησης 30-600 mg/L

Αρ. προϊόντος:

2744940

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιδανικές για το γρήγορο προσδιορισμό ποσοτικών αποτελεσμάτων. Απλώς εμβαπτίστε την ταινία στο δείγμα και συγκρίνετε το μέγεθος της αλλαγής του χρώματος με μια έντυπη κλίμακα.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	40
Εύρος μέτρησης :	30 - 600 mg/L Cl ⁻
Κατηγορία:	Test Strip
Μονάδες μέτρησης:	40 tests
Μοντέλο σετ μέτρησης :	QuanTab® **
Όνομα μεθόδου :	Ταινία τιτλοδότησης
Παράμετρος :	Χλωριούχα - Ως Cl ⁻
Υποσημείωση :	*mg/L εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ppb = µg/L, ppm = mg/L. gpg = grains per gallon, 1 gpg = 17,1 mg/L ή 17,1 ppm.