



Bag, Whirl-Pak* 5-1/2X9, pk/10

Αρ. προϊόντος:

1437297

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Complies with Standard Methods and USEPA for drinking water sample collection. Made from poly resins approved by USDA and FDA for food contact. Sterile (certified), disposable, transparent polyethylene bags with trusted "Whirl-Pak" closure. Suitable for liquid or solid sample collection.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

10

Χωρητικότητα :

720 mL