



Τεστ παρουσίας/απουσίας με MUG, συσκ./50

Αρ. προϊόντος:

2401650

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Μέσο για δοκιμή παρουσίας/απουσίας (MUG), σε αποστειρωμένη φιάλη

Οι δοκιμές παρουσίας/απουσίας αποτελούν πρακτικό τρόπο ανίχνευσης κολοβακτηριοειδών και E. Coli στο σύστημα νερού σας.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

50 /συσκ.

Υλικό :

Πλαστικό