



Στατώ δειγμάτων, 60 θέσεων, για σωληνάρια 16 mm- Δειγματολήπτες AI και ASX-500

Αρ. προϊόντος: 21302

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

- AI & ASX-500 samplers

Συνιστώμενο εξάρτημα για το δειγματολήπτη XYZ. Στατώ δειγμάτων, 60 θέσεων, για σωληνάρια 16 mm