



Hardness (Total & Calcium) Test Kit, Model HA-4P

Αρ. προϊόντος:

145700

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Hardness, Total & Calcium drop count titration/EDTA test kit, range 17.1 - 342 mg/L CaCO₃, 100 tests.

The kit contains all required reagents and apparatus in a rugged carrying case for analysis in the field.

Utilises drop count titration - a simple, economical titration method

Προδιαγραφές

Smallest increment:	17.1 mg/L
Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	17,1 - 342 mg/L CaCO ₃
Κατηγορία:	Drop Count Titration
Μοντέλο σετ μέτρησης :	HA-4P
Όνομα μεθόδου :	Drop Count Titration/EDTA
Παράμετρος :	Hardness, Total & Calcium - As CaCO ₃
Τι περιέχει το καλάθι:	Includes five reagents, bottle, measuring tube, instruction sheet, and carrying case.
Τύπος θήκης :	D

Τι περιέχει το καλάθι

Includes five reagents, bottle, measuring tube, instruction sheet, and carrying case.