



Chlorine (free & total) colour disc test kit, model CN-66 (pk/100)

Αρ. προϊόντος:

223101

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Measuring range 0.1-3.4 mg/L Cl₂

Προδιαγραφές

Parameter:	Chlorine (Free and Total)
Smallest increment:	0.2
Αριθμός δοκιμών :	50 Free, 50 Total
Εύρος μέτρησης :	Single Range
Κατηγορία:	Χρωματικός δίσκος
Μοντέλο :	CN-66
Μοντέλο σετ μέτρησης :	CN-66 ²
Όνομα μεθόδου :	Color disc/DPD
Παράμετρος :	Chlorine, low range - As free & total Cl ₂
Τυπικό εύρος μέτρησης:	0 - 3.4 mg/L Cl ₂
Τύπος θήκης :	B