



pH test kit, 5.5 - 8.5 pH, model 17F

Αρ. προϊόντος:

147006

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Achieve fast results with an easy-to-carry test kit

Προδιαγραφές

Smallest increment:	0.1 pH
Αριθμός δοκιμών :	200
Εύρος μέτρησης :	5.6 - 8.4 pH
Κατηγορία:	Χρωματικός δίσκος
Μοντέλο :	17F
Μοντέλο σετ μέτρησης :	17F
Όνομα μεθόδου :	Color disc/ Bromthymol blue
Παράμετρος :	pH, mid range
Τύπος θήκης :	B