



Chloride Low Range Test Kit, Model 8-P

Αρ. προϊόντος:

144001

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Chloride, single parameter test kit, drop count titration (range: 5 - 100

mg/L) / silver nitrate (range: 20 - 400 mg/L), blue polypropylene case

Using silver nitrate titrant, this kit provides fast, accurate detection of chloride.

Low cost and easy to use drop count titration method using a silver nitrate titrant

Ideal for quickly determining quantitative results

Προδιαγραφές

Smallest increment:	5
Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	5 - 100 mg/L & 20 - 400 mg/L Cl ⁻
Κατηγορία:	Drop Count Titration
Μοντέλο σετ μέτρησης :	8-P
Όνομα μεθόδου :	Drop count titration/ Silver nitrate
Παράμετρος :	Chloride - As Cl ⁻
Τύπος θήκης :	B