



Be Right™



Hardness (Total & Calcium) Test Kit, Model HA-4P MG-L

Αρ. προϊόντος:

145701

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Hardness, Total & Calcium (Magnesium by difference) drop count titration/EDTA test kit, range 20 - 400 mg/L CaCO₃, 100 tests.

The Kit contains all required reagents and apparatus in a rugged carrying case for analysis in the field.

Utilises drop count titration - a simple, economical titration method

Προδιαγραφές

Smallest increment:	20
Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	20 - 400 mg/L CaCO ₃
Κατηγορία:	Drop Count Titration
Μοντέλο σετ μέτρησης :	HA-4P
	MG-L
Όνομα μεθόδου :	Drop count titration/EDTA
Παράμετρος :	Hardness, total & Calcium - (Magnesium by difference)
Τι περιέχει το καλάθι:	Includes five reagents, bottle, measuring tube, instruction sheet, and carrying case.
Τύπος θήκης :	D

Τι περιέχει το καλάθι

Includes five reagents, bottle, measuring tube, instruction sheet, and carrying case.