



Hardness (Total & Calcium) Test Kit, Model HAC-DT

Αρ. προϊόντος:

2063900

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Kit includes Digital Titrator, reagents and labware, manual and carrying case. Range: 10 - 4000 mg/L. Contains approximately 100 of each (Total and Calcium) test.

Hach Digital Titrator offers higher levels of precision and accuracy than drop count procedures, with reproducibility comparable to a buret titration

Rugged titration device is ideal for field use, with no glass burets required

Προδιαγραφές

Smallest increment:	0.1-10
Αριθμός δοκιμών :	100 Ca
	+100 T
Εύρος μέτρησης :	10 - 4,000 mg/L CaCO_3
Κατηγορία:	Ψηφιακός τιτλοδότης
Μοντέλο σετ μέτρησης :	HAC-DT
Όνομα μεθόδου :	Digital Titrator/EDTA
Παράμετρος :	Hardness, total & Calcium - As CaCO_3
Τι περιέχει το καλάθι:	Includes 6 reagents, digital titrator, delivery tubes, graduated cylinder, flask, manual and carrying case.
Τύπος θήκης :	F

Τι περιέχει το καλάθι

Includes 6 reagents, digital titrator, delivery tubes, graduated cylinder, flask, manual and carrying case.