



## Test kit, chlorine total, model CN-66T

Αρ. προϊόντος:

223103

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Measuring range 0.1-3.4 mg/L Cl<sub>2</sub>

---

### Προδιαγραφές

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parameter:             | Chlorine Total                                                                                                 |
| Smallest increment:    | 0.2                                                                                                            |
| Αριθμός δοκιμών :      | 100                                                                                                            |
| Εύρος μέτρησης :       | Single Range                                                                                                   |
| Κατηγορία:             | Χρωματικός δίσκος                                                                                              |
| Μοντέλο :              | CN-66T                                                                                                         |
| Μοντέλο σετ μέτρησης : | CN-66T <sup>2</sup>                                                                                            |
| Όνομα μεθόδου :        | Color disc/DPD                                                                                                 |
| Παράμετρος :           | Chlorine, low range - As total Cl <sub>2</sub>                                                                 |
| Τυπικό εύρος μέτρησης: | 0 - 3.4 mg/L Cl <sub>2</sub>                                                                                   |
| Τύπος θήκης :          | B                                                                                                              |
| Υποσημείωση :          | *mg/L unless otherwise noted, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm. |