



Flask, Erlenmeyer, polypropylene, 250 mL, pk/6

Αρ. προϊόντος:

108276

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Polypropylene flask for general laboratory use. Rugged, excellent chemical resistance, and autoclavable. Stopper not included—see page 375.

Προδιαγραφές

Μονάδες μέτρησης:

6/pk

Υλικό :

Polypropylene

Χωρητικότητα :

250 mL