



Beaker, PP, low form, 100 mL

Αρ. προϊόντος:

108042

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Griffin style (low form) beakers from Nalgene are the industry standard for a wide variety of lab applications. Bull nose lip and molded pour spout minimise spillage in liquid transfer. Autoclavable, non-toxic and biologically inert. Volumes and graduations are approximate.

Προδιαγραφές

Διάμετρος, εξωτερική :	63.0 mm with spout
Μονάδες μέτρησης:	1 each
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 each
Σώμα υλικού:	Polypropylene
Υλικό :	Polypropylene, Low Form
Χωρητικότητα :	100 mL