



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου σιδήρου FerroVer (συσκ./100)

Αρ. προϊόντος:

92799

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Αντιδραστήριο σε σκόνη μέσα σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό του Ολικού σιδήρου, με τη μέθοδο 1,10-φαινανθρολίνης.
Για δείγμα 5 mL.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100
Όνομα μεθόδου :	FerroVer
Παράμετρος :	Σίδηρος