



Φακελάκια με σκόνη ιωδιδίου καλίου για κιτ δοκιμών και εργαστηριακές μεθόδους, 100 τμχ.

Αρ. προϊόντος:

107799

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Σκόνη αντιδραστηρίου μέσα σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό του ολικού χλωρίου με εργαστηριακή τιτλοδότηση και σετ αντιδραστηρίων χλωρίου (μέτρηση σταγόνων).

Αντιδραστήριο για αρκετές μεθόδους ιωδιομετρικής τιτλοδότησης. Συσκευασία από 100 φακελάκια με σκόνη.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8209
Εύρος μέτρησης :	Διάφορα
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /συσκ.