



Sension+ ORP/Redox Gel electrode, ceramic diaphragm

Αρ. προϊόντος:

LZW5055.97.0002

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

ORP/Redox electrode with platinum wire. Polycarbonate body. Range ± 2000 mV, 0-80 °C. Low maintenance. For portable meters.

Προδιαγραφές

Accuracy:	1 mV with pH1 Meter
Electrode junction :	Ceramic pin
Διάλυμα πλήρωσης :	Non-refillable gel
Διαστάσεις (BxM):	12 mm x 85 mm (χωρίς χειρολαβή)
Εγγύηση :	6 μήνες
Εύρος θερμοκρασίας :	0 - 80 °C
Εύρος μέτρησης :	± 2000 mV
Μήκος :	85 mm (χωρίς χειρολαβή)
Μήκος καλωδίου :	1 m
Παράμετρος :	ORP
Τύπος :	Φορητό
Τύπος αισθητηρίου :	Platinum annular ring
Τύπος ηλεκτροδίων :	Portable
Υλικό :	Sensor Body: Polycarbonate