



Πακέτο εφαρμογής τιτλοδότησης για το νερό: Ολική σκληρότητα (Χρώμα)

Αρ. προϊόντος:

AP0004.AT1112

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Πακέτο εφαρμογής για τον προσδιορισμό της σκληρότητας ασβεστίου και μαγνησίου στο νερό. Κατάλληλο για αυτόματο τιτλοδότη TitraLab σειράς AT1000, μοντέλα AT1112/AT1122/AT1222.

Προδιαγραφές

Syringe:	ΔΙ
Εγγύηση :	24 μήνες
Εφαρμογή:	Δημοτικές εφαρμογές
Παράμετρος :	Ολική σκληρότητα (Χρώμα)
Συμβατότητα οργάνου :	AT1112
	AT1122
	AT1222
Τι περιέχει το καλάθι:	Το πακέτο εφαρμογής περιέχει γυάλινη σύριγγα, πλαστικά ποτήρια ζέσεως, μαγνητική ράβδο ανάδευσης, προγραμματισμένη εκ των προτέρων εφαρμογή σε USB stick, ηλεκτρόδιο, κωνικό προσαρμογέα, πώμα φιάλης.
Τύπος :	Application Pack

Τι περιέχει το καλάθι

Το πακέτο εφαρμογής περιέχει γυάλινη σύριγγα, πλαστικά ποτήρια ζέσεως, μαγνητική ράβδο ανάδευσης, προγραμματισμένη εκ των προτέρων εφαρμογή σε USB stick, ηλεκτρόδιο, κωνικό προσαρμογέα, πώμα φιάλης.