



Πακέτο εφαρμογής τιτλοδότησης για βιοαέριο: FOS/TAC

Αρ. προϊόντος:

AP0006.AT1102

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Πακέτο εφαρμογής για τον προσδιορισμό του FOS/TAK (Βιοαέριο). Κατάλληλο για αυτόματο τιτλοδότη Titralab σειράς AT1000, μοντέλα AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Προδιαγραφές

Syringe:	ΔΙ
Εγγύηση :	24 μήνες
Εφαρμογή:	Περιβαλλοντικές εφαρμογές
Παράμετρος :	FOS/TAC (Βιοαέριο)
Συμβατότητα οργάνου :	AT1102
	AT1112
	AT1122
	AT1222

Τι περιέχει το καλάθι: Το πακέτο εφαρμογής περιέχει γυάλινη σύριγγα, πλαστικά ποτήρια ζέσεως, μαγνητική ράβδο ανάδευσης, προγραμματισμένη εκ των προτέρων εφαρμογή σε USB stick, ηλεκτρόδιο, κωνικό προσαρμογέα, πώμα φιάλης.

Τύπος : Application Pack

Τι περιέχει το καλάθι

Το πακέτο εφαρμογής περιέχει γυάλινη σύριγγα, πλαστικά ποτήρια ζέσεως, μαγνητική ράβδο ανάδευσης, προγραμματισμένη εκ των προτέρων εφαρμογή σε USB stick, ηλεκτρόδιο, κωνικό προσαρμογέα, πώμα φιάλης.