



Τεστ χλωρίου/όζοντος/διοξειδίου του χλωρίου σε φιαλίδια

Αρ. προϊόντος:

LCK310

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Μη εφαρμόσιμο
Αριθμός δοκιμών :	24
Εύρος μέτρησης :	0,05 - 2,0 mg/L Cl ₂
Εύρος μέτρησης (2):	0,05 - 2,0 mg/L O ₃
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	ISO 7393-1-2-1985, DIN 38408 G4-2
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Χλώριο/Οζον/Διοξείδιο του χλωρίου
Περιγραφή :	Ελεύθερο/ολικό χλώριο, διοξείδιο του χλωρίου και όζον
Πρότυπη μέθοδος :	ISO 7393-2
Συνθήκες Αποθήκευσης:	2 - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)