



## Τεστ κυανιούχων (εύκολα απελευθερώσιμων) σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 0,03-0,35 mg/L CN<sup>-</sup>

Αρ. προϊόντος:

LCK319

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



**Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.**

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

**Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης**

**Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων**

**Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα**

**Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο**

**Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης**

---

### Προδιαγραφές

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| EPA compliant:        | Μη εφαρμόσιμο                              |
| Αριθμός δοκιμών :     | 24 (το τεστ περιλαμβάνει μηδενικό διάλυμα) |
| Εύρος μέτρησης :      | 0,03 - 0,35 mg/L CN                        |
| Κατηγορία:            | LCK                                        |
| Όνομα μεθόδου :       | Μέθοδος της Hach                           |
| Όργανο :              | DR3900, DR6000, DR1900                     |
| Παράμετρος :          | Κυανιούχα                                  |
| Περιγραφή :           | εύκολα απελευθερώσιμα                      |
| Συνθήκες Αποθήκευσης: | 2 - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)          |