



Τεστ ΑΟΧ σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 0,05-3,0 mg/L

Αρ. προϊόντος:

LCK390.00

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για το φωτομετρικό προσδιορισμό των προσροφούμενων οργανικών αλογόνων. Εύχρηστο, συσκευασμένο σε πλήρως εξοπλισμένο κουτί.

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Μη εφαρμόσιμο
Αριθμός δοκιμών :	24
Εύρος μέτρησης :	0,05 - 3,0 mg/L AOX
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	DIN EN ISO 9562
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	ΑΟΧ
Περιγραφή :	Προσροφούμενα οργανικά αλογόνα
Συνθήκες Αποθήκευσης:	2 - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)