



Τεστ ελεύθερου χλωρίου σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 0,05-2,0 mg/L Cl₂

Αρ. προϊόντος:

LCK410

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Τεστ σε φιαλίδια για τον προσδιορισμό του ελεύθερου χλωρίου, εύρος μέτρησης 0,05-2,0 mg/L Cl₂ και του διοξειδίου του χλωρίου, εύρος μέτρησης 0,09-3,8 mg/L ClO₂.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	24 (το τεστ περιλαμβάνει μηδενικό διάλυμα)
Εύρος μέτρησης :	0.05 - 2.0 mg/L Ελεύθερο Cl ₂ /ClO ₂
Όνομα μεθόδου :	ISO 7393-1-2-1985, DIN 38408 G4-2
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Παράμετρος :	Χλώριο, ελεύθερο