



## Τεστ με φιαλίδιο για ίχνη σιδήρου, εύρος μετρήσεων 0,01-1,0 mg/L Fe, 20 μετρήσεις/συσκ

Αρ. προϊόντος:

LCK521

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



**Τεστ με φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.**

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύχρηστη και φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

**Εύκολος χειρισμός με ορθογώνια φιαλίδια των 50 mm + Dosicaps**

**Υψηλότερη ακρίβεια για ανάλυση συγκεντρώσεων εξαιρετικά χαμηλού εύρους**

### Προδιαγραφές

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Απαιτείται χώνευση:   | Ναι, για τον ολικό σίδηρο                                         |
| Αριθμός δοκιμών :     | 20                                                                |
| Ειδικές σημειώσεις :  | για την ολική χώνευση σιδήρου, χρησιμοποιήστε το Crack Set LCW902 |
| Εύρος μέτρησης :      | 0,01 - 1,0 mg/L Fe                                                |
| Κατηγορία:            | LCK                                                               |
| Όνομα μεθόδου :       | ISO 6332-1988, DIN 38406 E1-1                                     |
| Όργανο :              | DR3900, DR6000                                                    |
| Παράμετρος :          | Σίδηρος, ίχνη                                                     |
| Περιγραφή :           | Τεστ για ίχνη σιδήρου με φιαλίδιο 50 mm                           |
| Συνθήκες Αποθήκευσης: | 15 - 25 °C                                                        |