



Σετ αντιδραστηρίων μαγγανίου, εύρος μετρήσεων 0,2-5 mg/L / 0,02-1,0 mg/L Mn

Αρ. προϊόντος:

LCW032

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Σετ αντιδραστηρίων μαγγανίου, εύρος μετρήσεων 0,2-5 mg/L Mn (Στρογγυλό φιαλίδιο ή ορθογώνιο φιαλίδιο 10 mm) / 0,02-1,0 mg/L Mn (Ορθογώνιο φιαλίδιο 50 mm)

For determination of Manganese by the Formaldoxime method.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	50
Εύρος μέτρησης :	0,2 - 5 mg/L Mn (κυλινδρικό φιαλίδιο ή ορθογώνιο φιαλίδιο 10 mm)
Εύρος μέτρησης (2):	0,02 - 1 mg/L Mn (κυλινδρικό φιαλίδιο 50 mm)
Όνομα μεθόδου :	Formaldoxime
Παράμετρος :	Μαγγάνιο
Περιγραφή :	Σετ αντιδραστηρίων για το μαγγάνιο
Συνθήκες Αποθήκευσης:	2 °C - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)