



Σετ αντιδραστηρίων για θειώδη άλατα, εύρος μετρήσεων 0,1-5,0 mg/L SO₃

Αρ. προϊόντος:

LCW054

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Ειδικά χαρακτηριστικά :	Sulphite Reagent set
Εύρος μέτρησης :	0,1 - 5,0 mg/L SO ₃
Όνομα μεθόδου :	Μέθοδος της Hach
Παράμετρος :	Θειώδη άλατα
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 °C - 25 °C