



Αντιδραστήριο BioTector B3500, NaOH 4,0 N, 20 L

Αρ. προϊόντος:

2038062

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Προδιαγραφές

Όργανο :

B3500

Παράμετρος :

TOC

Συνθήκες Αποθήκευσης:

Διατηρείτε τους περιέκτες ερμητικά κλειστούς σε δροσερό, χωρίς υγρασία και καλά αεριζόμενο χώρο. Να προστατεύεται από την υγρασία.