



Phosphorus, orthophosphate (reactive) test kit, model PO-14

Αρ. προϊόντος:

147500

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Προδιαγραφές

Parameter:	Phosphorus
Smallest increment:	0.1
	1
Αριθμός δοκιμών :	100 C**
Εύρος μέτρησης :	Single Range
Κατηγορία:	Χρωματικός δίσκος
Μοντέλο :	PO-14
Μοντέλο σετ μέτρησης :	PO-14
Όνομα μεθόδου :	Color disc/Stannous
Παράμετρος :	Phosphorus, Orthophosphate (reactive) - As PO_4^{3-}
Τυπικό εύρος μέτρησης:	0 - 4.4 mg/L PO_4
Τύπος θήκης :	D