



Centrifuge Tube, Conical Bottom, 10/pk

Αρ. προϊόντος:

2115839

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Centrifuge tube with conical bottom. Polycarbonate with molded-in 0.1mL graduations. For low-speed centrifugation up to 6000 x g. Autoclavable. The 15 mL size is also used with Settlometer Kit (P/N 21157-00). Supplied in packages of 10, without closures. Autoclavable. Nalge.

Προδιαγραφές

Μήκος :	120 mm
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	10 /pk
Χωρητικότητα :	15 mL