



Φακελάκια με νερό αραίωσης με ρυθμιστικό διάλυμα, συσκ./25

Αρ. προϊόντος: 2143166

EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Τα φακελάκια με νερό αραίωσης με ρυθμιστικό διάλυμα της Hach, όταν προετοιμάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες, παρασκευάζονται όπως περιγράφεται στις Πρότυπες μεθόδους για την εξέταση νερού και λυμάτων, 9050C.1.A.1 "Νερό με ρυθμιστικό διάλυμα".

Φακελάκια με νερό αραίωσης με ρυθμιστικό διάλυμα, PN 2143166, περιέχει 25 φακελάκια το καθένα με χλωριούχο μαγνήσιο και φωσφορικό διϋδρογόνο καλίου. Δημιουργεί 25 L νερού αραίωσης (1 λίτρο ανά 1 φακελάκι με χλωριούχο μαγνήσιο + 1 με φωσφορικό διϋδρογόνο καλίου).

Πλήρη διαλύματα για τη δοκιμή σε νερό ψυχαγωγίας

Η Hach προσφέρει διάφορα μέσα και εξοπλισμό που καλύπτουν όλες τις

ανάγκες δοκιμών σας για ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Πλήρη διαλύματα για τη δοκιμή σε υγρά απόβλητα

Η Hach έχει παρασκευάσει μέσα και πρακτικό εξοπλισμό για τη

διευκόλυνση και επιτάχυνση των δοκιμών σε υγρά απόβλητα και μη πόσιμο νερό.

Πλήρη διαλύματα για τη δοκιμή σε πόσιμο νερό

Όποια μέθοδο και αν επιλέξει ο πελάτης για την εξέταση δειγμάτων

πόσιμου νερού, η Hach έχει παρασκευάσει μέσα και πρακτικό εξοπλισμό για τη

διευκόλυνση και την επιτάχυνση των δοκιμών.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου : συσκ. των 25