



Filtering funnel assembly

Αρ. προϊόντος:

2164100

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Three-piece reservoir, base and stem made of borosilicate glass. Ground contact flanges with clamps for leak-tight seal. Supplied with acrylic filter support plate. Additional PTFE support plate (2164200) needed for acid and neutral detergent fiber tests. 70mm.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

1 each