



Tube, culture, 16 x 100 mm, pk/6

Αρ. προϊόντος:

2275806

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

CAPS SOLD SEPARATELY product number 2241106 (6 pieces).

Cap has a firmly bonded rubber liner, providing a sure and highly inert sealing surface.

Προδιαγραφές

Διάμετρος :	16 mm
Μήκος :	100 mm
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	6 pk
Χωρητικότητα :	Capacity to Neck 11 mL