



Ρυθμιστικό διάλυμα, pH 4,01, με χρωματική κωδικοποίηση κόκκινου χρώματος, 20 L

Αρ. προϊόντος: 2283461

EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Πρότυπα ρυθμιστικά διαλύματα pH για αναλύσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο

Πρότυπο ρυθμιστικό διάλυμα pH για βαθμονόμηση ηλεκτροδίων pH. Ρυθμιστικό διάλυμα pH με χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση. Το pH είναι $4,01 \pm 0,02$ στους 25°C. Συσκευασία σάκου μέσα σε κουτί των 20 L με αναδιπλούμενο εσωτερικό ασκό σε λευκό κουτί από αυλακωτό χαρτόνι. Ιδανικό μέγεθος συσκευασίας για εργαστήρια που εκτελούν μεγάλους όγκους δοκιμών pH.

Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιμα κατά NIST

Στο εργαστήριο ή στο πεδίο, είναι σημαντικό να λαμβάνετε πάντα αποτελέσματα μετρήσεων που να μπορείτε να εμπιστευτείτε. Η ποιότητα των πρότυπων ρυθμιστικών διαλυμάτων pH που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά σημαντική.

Σχεδίαση για χρήση με μια σειρά μετρητών Hach και λοιπούς μετρητές.

Η βάση για ακριβείς μετρήσεις pH είναι η κατάλληλη προσοχή και η βαθμονόμηση του ηλεκτροδίου pH.

Αξιόπιστη συσκευασία

Παρέχεται σε αεροστεγή συσκευασία, διασφαλίζοντας την εγγυημένη διάρκεια ζωής.

Προδιαγραφές

Package settings:	Σάκος μέσα σε κουτί (BiB)
Ειδικές σημειώσεις :	Παρατηρούμενη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα, σύμφωνα με τη συνιστώμενη αποθήκευση και χρήση: 6 μήνες
Ιχνηλάσιμο κατά NIST:	Ναι
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	20 L
Περιγραφή :	Αντιδραστήριο βαθμονόμησης ρυθμιστικού διαλύματος pH
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 - 25°C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)
Τιμή (εξ) pH:	$4,01 \pm 0,02$ pH στους 25°C
Χρωματικοί κωδικοί:	Ναι