



## Test kit, hydrogenperoxide, model HYP-1

Αρ. προϊόντος:

2291700

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Model HYP-1 Hydrogen Peroxide Test Kit (as  $\text{H}_2\text{O}_2$ ) utilizes drop count titration and contains approximately 100 tests.

**Utilizes drop count titration - a simple, economical titration method**

**Kit contains all required reagents and apparatus in a rugged carrying case for analysis in the field**

---

### Προδιαγραφές

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Smallest increment:    | 0.2                                           |
|                        | 1                                             |
| Αριθμός δοκιμών :      | 100                                           |
| Εύρος μέτρησης :       | 0,2 - 2,0 mg/L & 1 - 10 mg/L                  |
| Κατηγορία:             | Drop Count Titration                          |
| Μοντέλο σετ μέτρησης : | HYP-1                                         |
| Όνομα μεθόδου :        | Drop count titration/<br>Thiosulfate          |
| Παράμετρος :           | Hydrogen Peroxide - As $\text{H}_2\text{O}_2$ |
| Τύπος θήκης :          | D                                             |