



Test kit, iron color disc, model IR-21

Αρ. προϊόντος:

2299300

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Iron color disc/TPTZ low range test kit contains 100 tests.

Simple, fast, color disc method

Kit contains all required reagents and apparatus in a rugged carrying case for analysis in the field

Προδιαγραφές

Parameter:	Iron TPTZ
Smallest increment:	0.01
	0.05
Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	Dual Range
Εύρος μέτρησης (2):	0 - 1,2 mg/L Fe
Κατηγορία:	Χρωματικός δίσκος
Μοντέλο :	IR-21
Μοντέλο σετ μέτρησης :	IR-21
Όνομα μεθόδου :	Color disc/TPTZ
Παράμετρος :	Iron, low range - As Fe**
Τυπικό εύρος μέτρησης:	0 - 2.0 mg/L Fe; 0 - 1.2 mg/L Fe
Τύπος :	Διπλό μετρικό
Τύπος θήκης :	D