



Bottle, Sampling, Polycarbonate, 1000 mL, 4/pk

Αρ. προϊόντος: 2324663
EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Transparent polycarbonate bottle with cap features wide mouth (3.8 cm/1.48" diameter) opening for easy filling and square design for maximum space efficiency. Autoclavable with molded-in graduations (do not engage threads for autoclave cycle.)

Προδιαγραφές

Body Material:	Polycarbonate
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	4 /pk
Χωρητικότητα :	1000 mL