



## Filter holder, for vacuum filtration, glass

Αρ. προϊόντος:

234000

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Beaker-style funnel (300 mL) with 47 mm membrane support for filtration of aqueous samples. Fritted borosilicate glass membrane support for even filtration across surface of membrane. Funnel attaches evenly to base via aluminum clamp. Filter flask sold separately.

---

### Προδιαγραφές

Διάμετρος :	47 mm
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1
Τι περιέχει το καλάθι:	Borosilicate glass funnel and base; anodized aluminum clamp; support screen (sintered glass); rubber stopper (No. 8).

---

### Τι περιέχει το καλάθι

Borosilicate glass funnel and base; anodized aluminum clamp; support screen (sintered glass); rubber stopper (No. 8).