



Filter, acrodisc, pore size 0.2 µm

Αρ. προϊόντος:

2415600

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

For filtration of dilute biological fluids. Sterilized by gamma irradiation to eliminate potential contamination by EtO residuals. Inlet/Outlet connections: 13/25 mm: Female Luer-Lok inlet, standard male slip luer outlet. Pore size: 0.2 µm. Diameter: 25mm.

Προδιαγραφές

Filter Type:	Filter, acrodisc
Packing:	NA
Διάμετρος :	NA
Μέγεθος πόρου :	0.2 µm
Υλικό :	Polysulfone