



Filter, glass fiber, pore size 1.0 μm , diameter 47 mm, 100/pk

Αρ. προϊόντος: 2551400
EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Useful for high through-put prefiltration of viscous and heavily contaminated samples.

Προδιαγραφές

Διάμετρος :	47 mm
Μέγεθος πόρου :	1.0 μm
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /pk
Υλικό :	Glass Microfiber