



Test kit, chloride, model CDS-DT

Αρ. προϊόντος:

2580600

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



The single-parameter Model CDS-DT uses the Hach Digital Titrator with Silver Nitrate Titrant Cartridges to determine chloride concentrations. Kit includes Digital Titrator, reagents and labware, manual and carrying case. Range: 10-10,000 mg/L. Contains approximately 100 tests.

Hach Digital Titrator offers higher levels of precision and accuracy than drop count procedures, with reproducibility comparable to a buret titration

Rugged titration device is ideal for field use, with no glass burets required

Προδιαγραφές

Smallest increment:	10
Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	10 - 10,000 mg/L Cl ⁻
Εύρος μέτρησης (2):	to
Κατηγορία:	Ψηφιακός τιτλοδότης
Μοντέλο σερ μέτρησης :	CDS-DT
Όνομα μεθόδου :	Digital Titrator/ Silver nitrate
Παράμετρος :	Chloride - As Cl ⁻ , 10-10,000 mg/L Cl ⁻
Τύπος θήκης :	F

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Πιπέτα, μεταβλητού όγκου, 1,0 - 5,0 mL (Item BBP065)