



## Test kit, hypochlorite, model CN-HRDT

Αρ. προϊόντος:

2687100

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Hypochlorite Kit, Model CN-HRDT with Digital Titrator

Utilizing the Hach Digital Titrator, this kit is used to determine hypochlorite, high range (Bleach) solution concentrations. Kit includes Digital Titrator, reagents and labware, manual and carrying case. Range: 5 - 15% as Cl<sub>2</sub>: 50 - 150 g/L as Cl<sub>2</sub>. Contains 100 tests.

**Hach Digital Titrator offers higher levels of precision and accuracy than drop count procedures, with reproducibility comparable to a buret titration**

**Rugged titration device is ideal for field use, with no glass burets required**

**Designed for on-site analysis of bulk hypochlorite deliveries or bulk storage solutions at drinking water or chloramination facilities**

**Verify concentration of hypochlorite solutions at time of delivery**

**Kit contains all required reagents, solutions, and glassware**

### Προδιαγραφές

Smallest increment:	0.05%
Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	10100
Εύρος μέτρησης :	5 - 15 % = 50-150 g/L Cl <sub>2</sub>
Κατηγορία:	Ψηφιακός τιτλοδότης
Μοντέλο σετ μέτρησης :	CN-HRDT
Όνομα μεθόδου :	Digital Titrator/ Thiosulfate
Παράμετρος :	Hypochlorite, high range (Bleach) - As Cl <sub>2</sub>
Τύπος θήκης :	G