



Test kit, hypochlorite, model CN-HR

Αρ. προϊόντος:

2687200

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Hypochlorite Kit, Model CN-HR - Drop Count

Utilizing the simple, economical drop count titration method, this kit is used to determine high range hypochlorite solution concentrations (bleach solutions). Range: 5-15%, contains 100 tests.

Simple, economical titration method

Kit contains all required reagents, solutions, and glassware

Προδιαγραφές

Smallest increment:	0.5%
Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	50 - 150 g/L Cl_2 (5-15%)
Κατηγορία:	Drop Count Titration
Μοντέλο σετ μέτρησης :	CN-HR
Όνομα μεθόδου :	Drop count titration/ Thiosulfate
Παράμετρος :	Hypochlorite, high range - (Bleach) As Cl_2
Τύπος θήκης :	D