



Bottle, Wash, Nalgene, Narrow Mouth, 500 mL, Blue Cap/ Stem, 6/pk

Αρ. προϊόντος:

2928202

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Narrow mouth polypropylene screw closure and stem feature one-piece construction to ensure a leak proof seal. Tip can be cut back to increase flow. 500 mL (16.8 oz. Capacity, 28 mm mouth). Choose from 4 cap/stem colors.

Προδιαγραφές

Stem:	Blue Cap/Stem
Μονάδα:	6 pk
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	6 pk
Υλικό :	LDPE
Χρώμα :	Καθαρό
Χωρητικότητα :	500 mL