



pH paper, 1.0 - 11.0 pH range

Αρ. προϊόντος:

39133

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Provides simple, fast, economical method of pH measurement. Sharp color change for each 0.5 pH unit. Convenient for sample pH adjustments. Recommended for sewage water, not finished water. Five 4.6-meter (15') rolls per package.

Προδιαγραφές

Εύρος μέτρησης :

1.0 - 11.0 pH units

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

5 4.6-meter (15') rolls per package