



## Beaker, Griffin, Low Form, Glass, 600 mL

Αρ. προϊόντος: 50052

EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας  
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Griffin style (low form) beakers are the industry standard for a wide variety of lab applications. Graduations are high quality screen printing. Bull nose lip and molded pour spout minimise spillage in liquid transfer. Autoclavable, non-toxic and biologically inert. Volumes and graduations are approximate.

---

### Προδιαγραφές

Μονάδες μέτρησης:	1 each
Σώμα υλικού:	Glass
Υλικό :	Glass, Griffin, Low Form
Χωρητικότητα :	600 mL