



Cylinder, graduated, 100 mL +- 0.6 mL, 1.0 mL divisions (white markings)

Αρ. προϊόντος:

50842

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Calibrated "to deliver" glass cylinder. Single metric scale in durable white markings. Bumper guards included for all sizes ≥ 25 mL.

Προδιαγραφές

Μέθοδος μέτρησης :	To Deliver
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 each
Πιστοποιήσεις :	Class B
Σώμα υλικού:	Glass
Τύπος :	Μονό μετρικό
Ύψος :	255 mm
Χωρητικότητα :	100 mL