



Cylinder, graduated, 250 mL +- 1.4 mL, 2.0 mL divisions (white markings)

Αρ. προϊόντος: 50846

EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Calibrated "to deliver" glass cylinder. Single metric scale in durable white markings. Bumper guards included for all sizes ≥ 25 mL.

Προδιαγραφές

Μέθοδος μέτρησης :	To Contain
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 each
Πιστοποιήσεις :	Class B
Σώμα υλικού:	Glass
Τύπος :	Μονό μετρικό
Ύψος :	330 mm
Χωρητικότητα :	250 mL