



Be Right™



Flask, filtering, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

54649

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Glass filtering flask with side-arm at 90° angle. Heavy-walled with graduated capacity scale. Designed to ASTM E1406, Type II, Class I requirements. Hose connection accepts 5/16" I.D. flexible tubing.

Προδιαγραφές

Μονάδες μέτρησης:

1 each

Σώμα υλικού:

Glass

Υλικό :

Glass

Χωρητικότητα :

500 mL